

Erfolgreiche Endodontie durch punktgenaue Planung und Produktlösungen der neuesten Generation

Exakt durchdachte und abgestimmte endodontische Lösungen, von der sicheren Diagnose über die ergonomische Behandlung bis zur abschließenden Restauration – dafür steht Dentsply Sirona Endodontics. Die neue 3D Endo Software wurde dieses Jahr gemeinsam mit dem Unternehmensbereich Imaging entwickelt, Feilensysteme und der Endo-Motor X-Smart IQ wurden auf den neuesten technischen Stand gebracht, und die „R2C™ – The Root to Crown Solution“ wird nun in Kooperation mit Dentsply Sirona Restorative umgesetzt. Zudem soll eine neue, an Zahnärzte gerichtete Kommunikationskampagne die Position von Dentsply Sirona Endodontics als zuverlässiger Partner in der Endodontie weiter stärken.

Bensheim/Salzburg, 21. März 2017. Natürliche Zähne möglichst lange zu erhalten ist das gemeinsame Ziel von Patienten und Behandlern. Um dies zu erreichen, hat sich die Endodontie in den letzten Jahren zu einer wahren High-Tech-Disziplin innerhalb der Zahnheilkunde entwickelt. Genau hier bewährt sich Dentsply Sirona Endodontics als ebenso innovativer wie traditionsreicher Hersteller hochwertiger Instrumente und Materialien für erfolgreiche Wurzelkanalbehandlungen. Dominique Legros, Group Vice President, Dentsply Sirona Endodontics: „Mit unserem umfassenden, an jeden Bedarf optimal angepassten Produktangebot setzen wir neue Maßstäbe für endodontische Behandlungen, damit die Zahnmedizin auch in diesem Bereich schneller, besser und sicherer wird.“

Verbesserte Sicht optimiert die Behandlungsplanung

„Sehen Sie jetzt, was Sie bisher nur fühlen konnten.“ Die von Dentsply Sirona Endodontics und Dentsply Sirona Imaging gemeinsam entwickelte 3D Endo Software ist die erste Software speziell zur Planung endodontischer Behandlungen für eine bessere Vorhersagbarkeit. Durch Verwendung von 3D-Daten und deren intuitiver Visualisierung ermöglicht es die 3D Endo Software Zahnärzten, die Besonderheiten einer Wurzelkanalbehandlung vorab zu erkennen, sich ein dreidimensionales Bild vom Kanalsystem zu machen und aus der integrierten Feilendatenbank die richtigen Feilen zu wählen. Dies erhöht die Effektivität und Sicherheit endodontischer Behandlungen und verbessert entscheidend die Kommunikation mit dem Patienten. Nun können dem Patienten die Ausgangslage und die vorgesehene Behandlung anhand eines Behandlungsplans oder auch direkt über die Software viel anschaulicher erklärt werden.

Endo-Motor und Instrumente der neuesten Generation

Dentsply Sirona Endodontics gelang eine bahnbrechende Innovation mit X-Smart IQ, dem weltweit ersten endodontischen Motor, der über eine

Pressekontakt

Marion Par-Weixlberger
Director Corporate Communications
and Public Relations
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
T +43 (0) 662 2450-588
F +43 (0) 662 2450-540
marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com

Morgane Lépée
Senior Marketing Communication
Manager
Chemin du Verger, 3
1338 Ballaigues, Schweiz
T +41 (0) 21 843 9758
morgane.lepee@dentsplysirona.com

Christoph Nösser
Edelman.ergo
Agrippinawerft 28
50678 Köln, Deutschland
T +49 (0) 221 912887-17
christoph.noesser@edelmanergo.com
www.edelmanergo.com

Über Dentsply Sirona:

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien für Zahnärzte und Zahntechniker, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und ihre Patienten in allen Ländern geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, produziert und vermarktet umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind. Als The Dental Solutions Company liefert Dentsply Sirona innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York, Pennsylvania, und die internationale Zentrale ist in Salzburg, Österreich angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert. Mehr Informationen über Dentsply Sirona und die Produkte finden Sie im Internet unter www.dentsplysirona.com.

Apple iOS App gesteuert wird. Das System unterstützt den Zahnarzt bei jedem Behandlungsschritt: von der Patientenaufklärung mit einem entsprechenden Modul über die individualisierbare Feilensequenz bis zur Datenerfassung. X-Smart IQ ist eine einzigartige Kombination von Hardware und Software: Einerseits ein schlankes, ausbalanciertes und kabelloses Handstück für absolute Bewegungsfreiheit, sowie ein Winkelstück mit extrem kleinem Kopf. Andererseits regelmäßige App-Updates für ein zukunftssicheres System. Zur IDS wird nun eine neue Version der Endo IQ App eingeführt, mit noch höherer Anwenderfreundlichkeit und aktualisierter Feilenbibliothek inklusive WaveOne Gold Glider.

Die reziprok rotierenden WaveOne Gold Feilen werden von der Ergänzung des WaveOne Gold Glider profitieren, den Dentsply Sirona Endodontics zur IDS einführt. Konzipiert mit derselben Gold-Wärmebehandlung ist es die erste reziproke Gleitpfadfeile auf dem Markt, welche den Gleitpfad für die Primary Aufbereitungsfeile optimiert. Die WaveOne Gold Familie ist mit dem X-Smart Plus und dem innovativen X-Smart IQ kompatibel.

Die ProTaper Next Feilen bieten mit ihrer einzigartigen exzentrischen Rotation die für stärker gekrümmte und engere Kanäle nötige Flexibilität sowie mehr Platz zum Abtransport von Debris. ProTaper Next ist selbst für schwierige klinische Fälle zu empfehlen und stellt eine effiziente Lösung für alle Behandler dar, die ein vielseitiges, flexibles und leistungsstarkes Feilensystem wünschen.

Aufeinander abgestimmte Materialien für hervorragende Ergebnisse

Kompatibilität bestimmt nun auch die abschließende restaurative Versorgung der Kavität. Der klinische Langzeiterfolg hängt sehr von der Qualität der Resultate der einzelnen Behandlungsschritte ab. Zur Unterstützung der Zahnärzte auch bei der gesamten postendodontischen Restauration hat Dentsply Sirona nun eine ganzheitliche Behandlungslösung erstellt: „R2C™ – The Root to Crown Solution“. Für jeden Schritt des Behandlungsplans, von der Zugangspräparation bis zur abschließenden Kronenrestauration, bietet R2C™ eine Anleitung mit hochwertigen Produkten. Dazu gehören neueste Entwicklungen, wie Wurzelkanalfeilen mit höherem Widerstand gegen zyklische Ermüdung durch flexiblere Legierungen, ein Adhäsiv mit Active-Guard Technologie und Füllungsmaterialien mit hervorragender Kavitätenadaptation für einen dichten koronalen Verschluss. Das R2C™ Konzept von Dentsply Sirona unterstützt so Zahnärzte exzellente, langlebige Resultate „von der Wurzel bis zur Krone“ zu erreichen.

„Partner for a better future“

Ein Video, das am ersten IDS-Tag, dem 21. März, zu sehen sein wird, richtet den Blick auf die neue Kommunikationskampagne von Dentsply Sirona Endodontics: „Partner for a better future“. Diese Kampagne bekräftigt die seit langem zentralen Werte unserer Marke wie die traditionell hohe Schweizer Qualität und den Einsatz für exzellente Endodontie. Sie zeigt ein stets neues und wachsendes Engagement für

Innovation durch Partnerschaft, mit dem sich unser Unternehmen als zuverlässiger Partner in der Endodontie positioniert.

Aufgrund unterschiedlicher Zulassungs- und Registrierungszeiten sind nicht alle Produkte in allen Ländern sofort verfügbar.

Dentsply Sirona auf der IDS:

Halle 11.2, Stand K-020

BILDMATERIAL



Abb. 1: X-Smart IQ: Der kabellose, über eine Apple iOS App gesteuerte Motor mit kontinuierlicher und reziproker Rotation.




Abb. 2: WaveOne Gold: Erleben Sie absolute Sicherheit während der gesamten endodontischen Behandlung, vom Gleitpfad bis zur Obturation.



Abb. 3: WaveOne Gold Glider – die abgestimmte reziproke Gleitpfadfeile zur optimalen Vorbereitung der Kanalaufbereitung.




Abb. 4: ProTaper Next: die neue Generation unseres Endo-Goldstandards ProTaper Universal, mit noch mehr Flexibilität und einzigartiger exzentrischer Rotation.



Abb. 5: Das neue „R2C™“ Konzept vereint endodontische und restaurative Produkte in einer Komplettlösung.



Abb. 6: Engagement für Innovation durch Partnerschaft mit kompetenten Endodontologen: „Partner for a better future“.