

Dentsply Sirona Instruments, laser & systèmes d'hygiène – Innovations pour un flux de travail efficace

Dans la médecine dentaire, le confort est de plus en plus au cœur des préoccupations. Cela concerne non seulement le patient, mais également le praticien. Pour rendre le travail quotidien des dentistes le plus confortable possible, Dentsply Sirona propose un vaste choix de turbines, de pièces-à-main et de contre-angles, mais également d'appareils de table qui facilitent le travail pendant le traitement et permettent un flux de travail efficace.

Bensheim/Salzburg, 21 mars 2017. En moyenne, les dentistes passent 45 heures par semaine dans leur cabinet. Il est donc essentiel que les instruments utilisés garantissent un déroulement de traitement aussi confortable que possible et qu'ils soient adaptés de façon optimale aux besoins du praticien. « L'ergonomie et une manipulation simple jouent un rôle important dans le quotidien dentaire, pour offrir un confort maximal au praticien pendant le traitement. C'est pourquoi Dentsply Sirona travaille avec les technologies les plus récentes pour adapter aussi bien les instruments de traitement que les appareils de table, comme par exemple le Sirolaser Blue, aux besoins des praticiens », explique Jan Siefert, Group Vice President Instruments chez Dentsply Sirona. Le vaste catalogue du domaine des instruments propose aux dentistes tout ce qui est nécessaire pour un flux de travail sans accroc et plus confortable. Des instruments à la prise en main parfaite aux lasers dentaires en passant par les systèmes d'hygiène. L'intégration facile des produits au quotidien aide les dentistes dans tous les domaines du travail et simplifie la gestion du temps sur le long terme.

S-Line : Contre-angles courts – un équilibre exceptionnel

L'ergonomie et l'équilibre des instruments de travail sont autant de facteurs importants qui entrent en compte pour le dentiste lors de la sélection des produits. Pour cela, Dentsply Sirona a étendu son programme de contre-angles T2 et T3 Line avec la version courte S-Line T2 et T3. Outre la taille nettement réduite de l'instrument, les utilisateurs bénéficient d'un design élancé et d'un poids total réduit. Tous les contre-angles de cette série convainquent grâce à la gaine en titane offrant une maniabilité agréable et ils sont équilibrés et légers dans la main. La nouvelle S-Line garantit ainsi un travail détendu et sans effort, même en cas de traitements longs.

DAC Universal – L'hygiène par une simple pression sur un bouton.

En plus des instruments de traitement ergonomiques, l'hygiène du cabinet revêt un rôle de plus en plus important dans le travail quotidien et il est souvent lié à une grande perte de temps. Grâce au DAC Universal, les instruments peuvent être préparés avec ménagement, rapidement et à moindre coût dans le cadre des processus quotidiens et être intégrés

Contact Presse

Marion Par-Weixlberger
Director Corporate Communications
and Public Relations
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Autriche
T. : +43 (0) 662 2450-588
F. : +43 (0) 662 2450-540
[marion.par-
weixlberger@dentsplysirona.com](mailto:marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com)

Daya Bronner
Edelman.ergo
Niddastr. 91
D-60329 Francfort-sur-le-Main
T +49 (0) 69 401 254 498
daya.bronner@edelmanergo.com
www.edelmanergo.com

À propos de Dentsply Sirona :

Dentsply Sirona est le plus grand fabricant au monde de produits et de technologies destinés aux dentistes et aux techniciens dentaires. Riche d'une expérience de 130 années d'innovation et de service consacrées au secteur dentaire et aux patients du monde entier, Dentsply Sirona développe, fabrique et commercialise des solutions complètes, y compris des produits de santé bucco-dentaire et d'autres produits médicaux consommables qui font partie d'un solide portefeuille de marques. Sous le nom de The Dental Solutions Company, Dentsply Sirona offre des solutions innovantes, efficaces et de haute qualité, destinées à faire progresser les soins dispensés aux patients et à fournir une médecine dentaire meilleure, plus sûre et plus rapide. Le siège social mondial de Dentsply Sirona est sis à York en Pennsylvanie et la centrale internationale est à Salzbourg, en Autriche. Les actions de la société sont cotées aux États-Unis, à la bourse NASDAQ, sous le symbole XRAY. Visitez le site www.dentsplysirona.com pour obtenir de plus amples informations sur Dentsply Sirona et ses produits.

au flux de travail. Toutes les étapes de traitement des instruments, comme le nettoyage, la lubrification, la désinfection ou la stérilisation sont réalisées dans un circuit d'hygiène fermé conforme aux prescriptions d'hygiène les plus strictes - pour les instruments critiques et semi-critiques. L'enregistrement des données offre une documentation complète des étapes de préparation pour des contrôles ultérieurs. Outre les pièces-à-main, les contre-angles et les turbines, les pièces-à-main et détartreurs à ultrasons ainsi que les buses des seringues multifonctions peuvent également être préparés avec le couvercle Flex.

SiroLaser Blue – trois longueurs d'ondes, des possibilités infinies

Les lasers dentaires offrent, grâce à leurs nombreuses possibilités d'utilisation, un confort supplémentaire et des options flexibles pour le praticien et les patients. Avec le SIROLaser Blue, l'utilisateur dispose de trois longueurs d'onde (bleue, rouge et infrarouge) permettant de traiter plus de 20 indications. Ainsi, le dentiste peut gérer ses processus de traitement de façon flexible et personnalisée en fonction des patients grâce à un seul appareil. La longueur d'onde bleue, en particulier, offre, avec ses 445 nm, certains avantages de traitement, comme la meilleure efficacité de coupe parmi les lasers à diodes et le travail en mode sans contact lors d'interventions chirurgicales. Le SiroLaser Blue fonctionnant sur batterie peut être intégré aisément au quotidien du cabinet. Les étapes de montage longues appartiennent au passé et les utilisateurs peuvent enregistrer leurs données ainsi que les programmes et les profils les plus utilisés. De plus, le SiroLaser Blue peut être utilisé comme un dispositif d'appoint efficace pour la réduction des germes en endodontie et en parodontologie.

Grâce à l'utilisation de produits efficaces, les dentistes parviennent à créer des conditions pour combiner chaque étape de traitement et optimiser le flux de travail sur le long terme.

Dans le cadre du processus de certification et d'enregistrement, les produits ne seront pas tous immédiatement disponibles dans l'ensemble des pays.

Dentsply Sirona au salon IDS 2017 :

Hall 10.2, Stand N-010, Hall 11.2, Stand M-029

PHOTOS



Fig. 1 : Les programmes de pièces-à-main T2 et T3 S-Line séduisent par leur design compact et leur équilibre parfait.



Fig. 2 : Le DAC Universal peut être utilisé pour préparer de nombreux instruments différents, en utilisant les couvercles Standard et Flex.



Fig. 3 : L'excellente absorption dans les tissus prédestine le SiroLaser Blue à la chirurgie des tissus mous. Grâce aux deux autres diodes laser, le laser est adapté pour plus de 20 indications.