

## Instrumentos, láseres dentales y sistemas de higiene de Dentsply Sirona: innovaciones para una dinámica de trabajo eficiente

**La comodidad gana cada vez mayor protagonismo en el campo de la odontología, con enormes beneficios para profesionales y pacientes. A fin de hacer más agradable la labor diaria del odontólogo, Dentsply Sirona ofrece una amplia variedad de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos así como dispositivos de mesa que agilizan el trabajo durante el tratamiento y permiten una dinámica de trabajo efectiva.**

**Bensheim/Salzburgo, 21 de marzo de 2017.** Los odontólogos pasan en la consulta una media de 45 horas a la semana. Por lo que resulta todavía más importante que los instrumentos empleados configuren una secuencia de tratamiento de máxima comodidad y que estén óptimamente adaptados a los requisitos del profesional. «En la rutina odontológica diaria, la ergonomía y el manejo son dos aspectos de especial importancia para que el profesional disfrute de la máxima comodidad durante el tratamiento. Por esta razón, Dentsply Sirona trabaja con la tecnología más moderna para adaptar tanto los instrumentos de tratamiento como los dispositivos de mesa, como el SiroLaser Blue, a las necesidades del profesional», explica Jan Siefert, Group Vice President Instruments de Dentsply Sirona. La extensa gama de productos en el segmento de instrumentos ofrece a los odontólogos todo lo necesario para disfrutar de un proceso de trabajo eficiente y una mayor comodidad: desde instrumentos que se adaptan perfectamente a la mano hasta sistemas de higiene y láseres dentales. La integración sencilla de los productos en el día a día respalda a los profesionales en cualquier ámbito del trabajo cotidiano y facilita la gestión del tiempo a largo plazo.

### **S-Line: contra-ángulos más cortos – excelente equilibrio**

La ergonomía y el equilibrio de los instrumentos de trabajo son factores determinantes para el odontólogo a la hora de seleccionar los productos. Con esto en mente, Dentsply Sirona ha ampliado su gama de contra-ángulos T2 y T3 Line con las versiones cortas S-Line T2 y T3. Además de su longitud notablemente menor, los instrumentos ofrecen al usuario un diseño delgado y un peso total más ligero: todos los contra-ángulos de esta serie convencerán por su carcasa de titanio, un tacto agradable y gran facilidad y equilibrio en el manejo. La nueva línea S-Line permite por lo tanto un trabajo cómodo y sin fatiga, incluso durante tratamientos prolongados.

### **DAC Universal: higiene con tan solo pulsar un botón**

Aparte de los instrumentos de tratamiento ergonómicos, la higiene también adquiere una importancia significativa en la rutina diaria de la consulta y se asocia con frecuencia con un alto gasto de tiempo. Gracias

## Contacto de prensa

Marion Par-Weixlberger  
Director Corporate Communications  
and Public Relations  
Sirona Strasse 1  
5071 Wals en Salzburg, Austria  
T: +43 (0) 662 2450-588  
F: +43 (0) 662 2450-540  
[marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com](mailto:marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com)

Daya Bronner  
Edelman.ergo  
Niddastr. 91  
D-60329 Fráncfort del Meno  
T +49 (0) 69 401 254 498  
[daya.bronner@edelmanergo.com](mailto:daya.bronner@edelmanergo.com)  
[www.edelmanergo.com](http://www.edelmanergo.com)

### **Sobre Dentsply Sirona:**

Dentsply Sirona es el mayor fabricante de productos dentales y tecnologías para odontólogos y técnicos dentales a nivel mundial, con una trayectoria empresarial de 130 años caracterizada por la innovación y los servicios prestados a la industria dental y a los pacientes en todo el mundo. Dentsply Sirona desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones que abarcan productos dentales y de salud bucodental, así como productos sanitarios consumibles bajo una sólida cartera de marcas de categoría. Como The Dental Solutions Company, Dentsply Sirona ofrece soluciones innovadoras, efectivas y de gran calidad para mejorar el cuidado del paciente y ofrecer una odontología más rápida, segura y de mejor calidad. La sede global de Dentsply Sirona está ubicada en York, Pensilvania, y la sede internacional en Salzburgo, Austria. Las acciones de la empresa cotizan en el NASDAQ de Estados Unidos bajo el símbolo XRAY. Visite [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com) para obtener más información sobre Dentsply Sirona y sus productos.

a DAC Universal es posible acondicionar instrumentos de forma cuidadosa, rápida y rentable dentro del proceso cotidiano e integrarlos en la dinámica de trabajo. Todos los pasos del acondicionamiento de instrumentos, como la limpieza, lubricación, desinfección o esterilización se realizan en un circuito de higiene cerrado que cumplen con los requisitos de higiene más elevados para instrumentos críticos y semi-críticos. El registro de datos facilita una documentación exhaustiva de las fases de acondicionamiento para controles posteriores. Además de piezas de mano, contra-ángulos y turbinas, la tapa Flex permite también acondicionar piezas de mano, puntas de ultrasonido y toberas.

### **SiroLaser Blue – tres longitudes de onda, numerosas posibilidades**

Gracias a sus diversas posibilidades de aplicación, los láseres dentales brindan un plus en comodidad y opciones flexibles tanto para el profesional como para el paciente. Con SiroLaser Blue, el usuario dispone de tres longitudes de onda (azul, roja e infrarroja) aplicables en más de 20 indicaciones. El profesional puede, por lo tanto, configurar los procesos de tratamiento con mayor flexibilidad y adaptarlos al paciente con tanto solo un dispositivo. En particular, la longitud de onda azul de 445 nm brinda numerosas ventajas durante el tratamiento, como una máxima eficacia de corte con el láser de diodo o el modo sin contacto para intervenciones quirúrgicas. El SiroLaser Blue accionado por batería puede integrarse sin problemas en la rutina de trabajo de la consulta: ya no se necesitan trabajos prolongados de montaje y los usuarios pueden almacenar sus datos, los programas empleados con más frecuencia y sus perfiles. Asimismo SiroLaser Blue puede emplearse de forma eficaz como terapia adyuvante para la reducción de gérmenes durante tratamientos de endodoncia y periodoncia.

Gracias al empleo de productos eficientes, los odontólogos crean las condiciones necesarias para combinar fases individuales del tratamiento y optimizar a largo plazo la dinámica de trabajo.

*Debido a los plazos de certificación y registro, no todos los productos están disponibles inmediatamente en todos los países.*

### **Dentsply Sirona en la feria IDS 2017:**

Pabellón 10.2, Stand N-010, Pabellón 11.2, Stand M-029



## MATERIAL ILUSTRATIVO



*Fig. 1: Los programas de contra-ángulos T2 y T3 S-Line convencer por su diseño compacto y un perfecto equilibrio.*



*Fig. 2: DAC Universal puede emplearse para el acondicionamiento de numerosos y diversos instrumentos gracias al empleo de las tapas Standard y Flex.*



*Fig. 3: Gracias a su excelente absorción en el tejido, SIROLaser Blue es la elección perfecta para la cirugía de tejidos blandos. Sus dos diodos láser adicionales permiten un empleo en más de 20 indicaciones.*